

Số: /VĐTRHM-TCHCQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng dự toán mua sắm hàng hóa/dịch vụ gia công hàm giả, răng giả phục vụ hoạt động chuyên môn của Viện. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, gửi thông tin báo giá theo các nội dung sau:

#### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Hoàng Văn Thực, Phó Trưởng Phòng TC – HC – QT, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản in báo giá và các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư P106, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16h00 ngày 21/7/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

#### II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục hàng hóa, yêu cầu cụ thể như các phụ lục kèm theo (các đơn vị vui lòng chào giá theo đúng thứ tự danh mục, yêu cầu chào trọn gói tất cả các danh mục). Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan.
- Địa điểm: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội.
- Thời gian: năm 2025-2026.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Cụ thể khi thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán.
- Các thông tin khác: Các nhà cung cấp có thể khuyến nghị cho Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt các hàng hóa/dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của Viện.

#### Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Báo giá theo mẫu kèm theo công văn này;
- Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật (như phụ lục kèm theo);
- Hồ sơ năng lực của đơn vị báo giá (giấy phép kinh doanh, mã định danh trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, hợp đồng tương tự, các tài liệu khác (nếu có))./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHCQT.

VIỆN TRƯỞNG

Tổng Minh Sơn



**PHỤ LỤC 1**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
(Kèm theo công văn số /VĐTRHM-TCHCQT ngày tháng năm 2025)

| TT | Danh mục                          | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                             | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| I  | <b>Răng giả phục hình cố định</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |
| 1  | Chụp hợp kim Crom - Cobalt đắp sứ | - Răng sứ kim loại gồm:<br>+ Sườn được làm từ hợp kim Crom - Cobalt;<br>+ Sứ phủ: dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;<br>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;<br>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị. | Chiếc       | 30       |
| 2  | Chụp hợp kim thường đắp sứ        | - Răng sứ kim loại gồm:<br>+ Sườn được làm từ hợp kim thường;<br>+ Sứ phủ: dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;<br>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;<br>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.        | Chiếc       | 50       |
| 3  | Chụp hợp kim Titanium đắp sứ      | - Răng sứ kim loại gồm:<br>+ Sườn được làm từ hợp kim Titanium;<br>+ Sứ phủ: dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;<br>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;<br>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.      | Chiếc       | 300      |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>          | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 4         | Chụp sứ toàn phần loại 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ không kim loại gồm:</li> <li>+ Sườn được cắt từ được cắt từ phôi sứ - bột nén Zirconia, độ cứng từ 800 - 900 MPa : dạng đĩa, có màu trắng và màu ngà; chiều cao đã phôi sứ phù hợp cho nhiều dạng phục hình tương đương: 15, 20, 25 và 30 mm;</li> <li>+ Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dây màu sắc theo hệ thống màu Vita với dây màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị;</li> <li>- Các tên thương mại: Katana, Venus...</li> </ul>                                                             | Chiếc              | 60              |
| 5         | Chụp sứ toàn phần loại 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ không kim loại gồm:</li> <li>+ Sườn được cắt từ được cắt từ phôi sứ - bột nén Cercon hoặc tương đương, độ bền uốn từ 900 - 1000 MPa : dạng đĩa, có màu trắng và màu ngà; chiều cao đã phôi sứ phù hợp cho nhiều dạng phục hình tương đương: 15, 20, 25 và 30 mm;</li> <li>+ Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dây màu sắc theo hệ thống màu Vita với dây màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị;</li> <li>- Các tên thương mại: Cercon, HT-Smile, Ceramill, Emax, HT Smile, Lava, Vita...</li> </ul> | Chiếc              | 250             |
| 6         | Cùi giả hợp kim thường   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt cùi được làm bằng hợp kim thường, sản xuất bằng công nghệ in 3D kim loại, ôm khít sát và khớp với vùng răng mất, tạo nên phục hình cùi răng hoàn chỉnh;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chiếc              | 20              |
| 7         | Cùi giả hợp kim Titanium | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt cùi được làm bằng hợp kim Titanium, sản xuất bằng công nghệ in 3D Titanium, ôm khít sát và khớp với vùng răng mất, tạo nên phục hình cùi răng hoàn chỉnh</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chiếc              | 20              |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>                           | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 8         | Mặt dán sứ                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt dán sứ được làm từ chất liệu chính là hợp chất Lithium Disilicate, được cắt bằng công nghệ ép nóng từ phôi sứ thủy tinh: dạng thoi/viên, dùng một lớp vật liệu mỏng khoảng 0.2 – 0.6mm để bao bọc mặt trước của răng thật;</li> <li>- Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị;</li> <li>- Tên thương mại : Emax...</li> </ul> | Chiếc              | 150             |
| <b>II</b> | <b>Răng giả phục hình trên Implant</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |
| 9         | Chụp hợp kim Titanium đắp sứ trên Implant | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ kim loại gắn trên implant gồm:</li> <li>+ Sườn được làm từ hợp kim Titanium;</li> <li>+ Sứ phủ: dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | Chiếc              | 200             |
| 10        | Chụp sứ toàn phần loại 1 gắn trên implant | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ không kim loại gắn trên implant gồm:</li> <li>+ Sườn được cắt từ được cắt từ phôi sứ - bột nén Cercon hoặc tương đương: dạng đĩa, có màu trắng và màu ngà; chiều cao đã phôi sứ phù hợp cho nhiều dạng phục hình tương đương: 15, 20, 25 và 30 mm;</li> <li>+ Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dãy màu sắc theo hệ thống màu Vita với dãy màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>         | Chiếc              | 250             |

| <b>TT</b>  | <b>Danh mục</b>                               | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 11         | Chụp sứ Emax press/ Emax Cad gắn trên implant | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ không kim loại gắn trên implant gồm:</li> <li>+ Sườn được cắt CNC hoặc ép bằng công nghệ ép nóng từ phôi sứ Emax hoặc tương đương: dạng đĩa, có màu trắng và màu ngà; chiều cao đã phôi sứ phù hợp cho nhiều dạng phục hình tương đương: 15, 20, 25 và 30 mm;</li> <li>+ Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dây màu sắc theo hệ thống màu Vita với dây màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc              | 50              |
| 12         | Chụp sứ toàn phần loại 2 gắn trên implant     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răng sứ không kim loại gắn trên implant gồm:</li> <li>+ Sườn được cắt từ được cắt từ phôi sứ - bột nén Katana hoặc tương đương: dạng đĩa, có màu trắng và màu ngà; chiều cao đã phôi sứ phù hợp cho nhiều dạng phục hình tương đương: 15, 20, 25 và 30 mm;</li> <li>+ Sứ phủ: thẩm mỹ đồng bộ với vật liệu phôi sứ, dây màu sắc theo hệ thống màu Vita với dây màu từ A1- D4;</li> <li>- Kích thước: theo yêu cầu của bác sĩ, phù hợp với kích thước, màu răng và vị trí răng của bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>            | Chiếc              | 30              |
| 13         | Gia công trụ phục hình                        | Được thiết kế trên phần mềm chuyên dụng và cắt CNC từ phôi premill phù hợp với kích thước, vị trí răng phục hình phía trên của bệnh nhân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiếc              | 20              |
| <b>III</b> | <b>Răng giả phục hình tháo lắp</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |
| 14         | Hàm khung kim loại                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gồm khung sườn kim loại và hàm nhựa phủ ngoài khung sườn;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chiếc              | 20              |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>                            | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 15        | Hàm khung kim loại in có liên kết          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được thiết kế bằng công nghệ in 3D kim loại bằng vật liệu kim loại Crom;</li> <li>- Có thiết kế bộ phận lưu giữ (housing - ổ chứa) phục hình theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng;</li> <li>- Hàm giả tháo lắp được thiết kế để có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                           | Chiếc              | 10              |
| 16        | Hàm khung Titanium                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gồm khung sườn hợp kim Titanium và hàm nhựa phủ ngoài khung sườn;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | Chiếc              | 20              |
| 17        | Móc nhựa dẻo                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Móc gắn vào những chiếc răng thật còn lại nhằm cố định hàm tháo lắp trên cung hàm, tránh bị trơn trượt trong khi ăn nhai;</li> <li>- Nguyên vật liệu: BIOSOFT;</li> <li>- Loại nhựa nấu (có độ đàn hồi từ 30% - 40%) nhiệt độ 2000 C, độ chịu lực mài mòn 40N -50N, độ chịu lực nén 100 MGA;</li> <li>- Màu hồng: trọng lượng nhẹ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                            | Chiếc              | 5               |
| 18        | Nền - nướu tháo lắp bán phần nền nhựa cứng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là dạng phục hình tháo lắp bán phần có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, có thể thiết kế các móc lưu giữ bằng kim loại;</li> <li>- Nền hàm giả được làm bằng nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả, không có monome thừa gây hại, an toàn cho sức khỏe;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc              | 30              |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>                                               | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 19        | Nền - nướu tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyên vật liệu: BIOSOFT;</li> <li>- Loại nhựa nầu (có độ đàn hồi từ 30% - 40%) nhiệt độ 2000 C, độ chịu lực mài mòn 40N -50N, độ chịu lực nén 100 MGA;</li> <li>- Màu hồng: trọng lượng nhẹ;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                          | Chiếc              | 30              |
| 20        | Nền - nướu tháo lắp toàn bộ bằng nhựa cứng                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là dạng phục hình tháo lắp toàn hàm có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, có thể thiết kế các móc lưu giữ bằng kim loại. Nền hàm giả được làm bằng nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                    | Chiếc              | 30              |
| 21        | Nền - nướu tháo lắp toàn bộ bằng nhựa cứng có cung tăng cường | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là dạng phục hình tháo lắp toàn hàm có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, có thể thiết kế các móc lưu giữ bằng kim loại;</li> <li>- Sản phẩm bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cung tăng cường bằng kim loại bên trong nền hàm;</li> <li>+ Nền hàm được làm bằng nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả, không có monome thừa gây hại, an toàn cho sức khỏe;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc              | 5               |
| 22        | Nền - nướu tháo lắp toàn bộ nền nhựa dẻo                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyên vật liệu: BIOSOFT;</li> <li>- Loại nhựa nầu (có độ đàn hồi từ 30% - 40%) nhiệt độ 2000 C, độ chịu lực mài mòn 40N -50N, độ chịu lực nén 100 MGA;</li> <li>- Màu hồng: trọng lượng nhẹ;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                          | Chiếc              | 5               |

| TT        | Danh mục                     | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 23        | Thêm răng vào hàm giả        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: nhựa;</li> <li>- Màu sắc răng tương thích với các bảng so màu, sử dụng màu răng phải đúng theo màu trong bảng so màu bác sĩ lấy trên bệnh nhân;</li> <li>- Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chiếc       | 30       |
| <b>IV</b> | <b>Khí cụ Nắn chỉnh răng</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |
| 24        | Cung lưỡi - Nance - Khẩu cái | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây cung kim loại gắn trên khẩu cái, vòm miệng, được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây cung thép chuyên dụng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Khâu, band kim loại gắn cố định vào răng;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | Chiếc       | 100      |
| 25        | Hàm duy trì                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm dùng để duy trì vị trí của các răng sau khi kết thúc chỉnh nha;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Móc adam và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chiếc       | 100      |
| 26        | Hàm Facemask                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là khí cụ chức năng trong chỉnh nha, có thể tháo lắp được;</li> <li>- Khí cụ được cấu tạo bằng nhựa acrylic kết hợp cùng với dây cung kim loại giúp điều hòa hoạt động cơ;</li> <li>- Sản phẩm được thiết kế phần nhựa ở hàm dưới hẹp, phần nhựa ở hàm trên chỉ có phần nhỏ ở hai bên, còn lại là thanh ngang khẩu cái;</li> <li>- Phần khẩu cái không có nhựa bao phủ giúp lưỡi có thể hoạt động dễ dàng hơn và có thể tiếp xúc với vùng niêm mạc khẩu cái. Khí cụ còn có hai phần cung má phía ngoài ngăn cản hoạt động bất thường của cơ má vào cung răng;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc       | 50       |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>                 | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27        | Hàm giữ khoảng 1 bên            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm thường được làm từ thép không gỉ để gắn vào răng liền kề;</li> <li>- Gồm một band và một vòng dây tròn kéo dài ra ngoài để giữ khoảng trống. Dùng để đặt trên một răng của một bên cung hàm;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | Chiếc              | 80              |
| 28        | Hàm Hawley kết hợp lò xo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Móc và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe;</li> <li>+ Lò xo kim loại dùng để điều chỉnh;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                 | Chiếc              | 30              |
| 29        | Hàm Hawley kết hợp nong 2 chiều | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ốc nong tác dụng lực 2 chiều;</li> <li>+ Móc và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                      | Chiếc              | 30              |
| 30        | Hàm Hawley nâng khớp            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chức năng tạo bề mặt trượt, dùng để nâng khớp cắn và điều chỉnh khớp cắn, được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Móc lưu giữ và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc              | 30              |

| TT | Danh mục                                | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 31 | Hàm nong nhanh cố định                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tác dụng nới rộng khung hàm nhanh giúp khắc phục khung hàm hẹp, sai khớp cắn;</li> <li>- Được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân và theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ốc nong nhanh cao cấp;</li> <li>+ Khâu, band để gắn cố định vào răng;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                               | Chiếc       | 50       |
| 32 | Khí cụ điều trị tật đẩy lưỡi, chặn lưỡi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là loại khí cụ điều trị tật mút tay, đẩy lưỡi. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bộ phận chặn môi bằng thép phủ nhựa bên ngoài;</li> <li>+ Móc và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe.</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>        | Chiếc       | 30       |
| 33 | Máng duy trì chỉnh nha trong suốt       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Nguyên liệu: Nhựa PETG chuyên dùng cho máng chỉnh nha (là một loại co-polyester không kết tinh, độ trong suốt tốt, đặc tính vật lý phù hợp và khả năng chống lại các dung môi khác nhau và có thể được đục lỗ, cắt theo khuôn, in hoặc dập nóng);</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                   | Chiếc       | 300      |
| 34 | Máng chống nghiêng                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là loại khí cụ điều trị nghiêng răng. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, ôm sát bề mặt răng, an toàn với cơ thể;</li> <li>+ Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của bệnh nhân, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc       | 30       |

| <b>TT</b> | <b>Danh mục</b>              | <b>Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Số lượng</b> |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 35        | Máng tẩy trắng               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được thiết kế dựa trên mẫu răng của mỗi bệnh nhân;</li> <li>- Máng được chế tạo bằng nhựa mềm mại, không tác động lực lên răng bệnh nhân;</li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chiếc              | 50              |
| 36        | Máng trượt mặt phẳng nghiêng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có chức năng tạo bề mặt trượt, dùng để nâng khớp và điều chỉnh khớp khớp cắn;</li> <li>- Được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe, không gây hại;</li> <li>+ Một số trường hợp có thể thêm móc và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul> | Chiếc              | 10              |
| 37        | Tấm chặn môi                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là loại khí cụ điều trị tụt mút môi. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ;</li> <li>- Thành phần bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bộ phận chặn môi bằng thép phủ nhựa bên ngoài;</li> <li>+ Móc và dây cung bằng kim loại dùng trong chỉnh nha;</li> <li>+ Nền nhựa Acrylic dùng trong chỉnh nha, an toàn với sức khỏe;</li> </ul> </li> <li>- Sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị.</li> </ul>                                            | Chiếc              | 30              |

**ĐỊA CHỈ:**

**MÃ SỐ THUẾ:**

*Kính gửi: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt*

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá các danh mục theo yêu cầu của Quý khách hàng, cụ thể như sau:

[illegible]

Báo giá có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày ..... tháng ..... năm ..... (ghi rõ số ngày, nhưng không nhỏ hơn 180 ngày)

**Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa/ dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Hàng hóa làm theo yêu cầu của bên mua, sửa chữa phục hình tại cơ sở điều trị của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.
- Thời gian giao hàng: trong vòng ..... giờ kể từ thời điểm nhận được đơn đặt hàng của bên mua qua điện thoại/ email/fax (ghi rõ số giờ, nhưng không lớn hơn 72 giờ)
- Các thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

<TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ>  
ĐỊA CHỈ:  
SỐ ĐIỆN THOẠI:  
MÃ SỐ THUẾ:  
MÃ ĐỊNH DANH TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA (nếu có):

**BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT**  
(Kèm theo báo giá ngày      tháng      năm 2025)

| TT  | Danh mục          | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản<br>yêu cầu | Cấu hình, tính năng kỹ thuật<br>đơn vị chào |
|-----|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   |                   |                                                |                                             |
| 2   |                   |                                                |                                             |
| 3   |                   |                                                |                                             |
| ... |                   |                                                |                                             |
|     | <b>TỔNG CỘNG:</b> |                                                |                                             |

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

